## **APP-PSSJD PARA MÓVIL (acceso a profesionales)**

- 1. Descarga y acceso a la APP
- 2. Función: Registro y seguimiento de heridas con imágenes
- 3. Función 2: Registro de escalas (EVA, Barthel, Braden, Downton, Pfeiffer).

## 1. Descarga y acceso a la APP:

- **1.1.** Acceder a la app en la dirección "app.pssjd.org".
- **1.2.** Abrir la app y entrar en el "Àrea professionals".



**1.3.** Introducir **Usuari** y **Clau d'accés** (mismos datos que en el acceso a HCI-SAP).

: Sanitari <b>† Joan de Déu</b>		<u> </u> 2 =
usuari i clau d'acc	cés del Parc	: Sanitari Sant
		Recorda'm
	c Sanitari <b>t Joan de Déu</b> i usuari i clau d'ace	c Sanitari <b>† Joan de Déu</b> i usuari i clau d'accés del Parc

- Bon dia, Aplicacions vinculades a SAP App clínica Accessos generals Correu web Correu web Correu web Correu meb Correu meb
- 1.4. Una vez entramos en la app, clicaremos en la sección APP Clínica

**1.5.** Se abrirá el **Cercador de pacients.** 

Podemos buscar por **nombre, número de Historia Clínica** o leyendo el **Código de barras** de la pulsera del paciente a través de la cámara del dispositivo.

<b>SJD</b> Parc Sanitari Sant Joan de Déu	8	
Cercador de pacients		*
Nom o història clínica del pacient		
Cerca avançada		

- **1.6.** Una vez encontrado el paciente, accedemos a una pantalla con diferentes funciones, actualmente hay cuatro:
  - I. UBICACIÓN DEL PACIENTE: para saber dónde se encuentra el paciente.
  - **II. CURS CLINIC:** para añadir una entrada en el curso clínico del paciente o simplemente visualizarlo (pacientes con episodio de hospitalización).
- **III. ESCALES:** para registrar la escala EVA, BARTHEL, BRADEN, DOWNTON Y PFEIFFER.
- IV. SEGUIMENT FERIDES: para registrar heridas del paciente y adjuntar las imágenes de la misma.



## 2. Función: Registro y seguimiento de heridas con imágenes

2.1. Si clicamos la opción "Seguiment de ferides" se nos abrirá la app para registrar una nueva herida o realizar seguimiento/versionar una herida ya registrada.



- **2.2.** Una vez dentro tenemos:
- → El cercador de pacients (para buscar otro paciente).
- → El **nom del Pacient** (anteriormente buscado).
- → El Seguiment de Ferides, donde veremos si existe alguna herida registrada o la opción de registrar una nueva herida siempre que haya episodios abiertos. En la parte inferior veremos el listado de todos los episodios del paciente para ubicar dicho registro nuevo.



Existen 2 opciones:

 Podemos añadir un nuevo registro de heridas, seleccionando el episodio donde queremos incluirlo (nuevo registro de una herida). El episodio elegido se marcará en azul y se abrirá el registro en blanco para cumplimentar (las cajas con asterisco, son campos obligatorios para poder liberar el registro).



Morfologia y aspecto		Presència d'Infecció local	
Ample (cm)	arg (cm)	Elements seleccionats: 0	
		Materials	
Profunditat (cm)		Tipus Material	
		Seleccionar	*
Cavitats o tunelacions		Subtipus Material	
Seleccionar	•	+	
Pell perilesional		Afegir material	
Seleccionar	•	# Material	
Teixit Ilit ferida			
Seleccionar	*	Intervencions infermeres	
Bordes		Canvis posturals	
Seleccionar	•	Superficie d'alleujament de pressió	
Traspuat		Cicles *	
Tipus		Seleccionar	•
Seleccionar	•	Informada en informe derivació	
Quantitat		Pacient informat previ a 1 - 39	
Seleccionar	*	Familia informada previ a l'ingrés	
Seleccionar Informada en informe derivació Pacient informat previ a l'ingrés Familia informada previ a l'ingrés Comentarios Passada de torn Observacions			
Guardar registre	e ferida	<ul> <li>Acceso a cámara para registr</li> <li>foto de la lesión. La imagen N</li> <li>guarda en la memoria del telé</li> </ul>	o de 10 se éfono.
	Al guardar, el re directamente. Y se pu PC y en	egistro queda liberado uede ver en la HCI-SAP en el la propia APP.	

 Podemos abrir un registro de heridas liberado y versionarlo a partir de los datos anteriores (seguimiento de la herida activa). Se nos desplegará un mensaje que lee "**Registrar ferida en el mateix episodi**". Clicando ahí, se nos abrirá nuevamente el desplegable de herida y podremos cumplimentarlo con datos nuevos. Además, en "**veure totes las imatges**", podremos visualizar todas las imágenes hechas a esa herida de todas las versiones de ese registro de heridas.



Una vez rellenado el documento y guardado se generará el documento de la herida con la fecha de realización.



## 3. Función 2: Registro de escalas (EVA, Barthel, Braden, Downton, Pfeiffer).

**3.1.** Si clicamos el botón de "Escales" del Menú principal nos dará acceso a las escalas.



- 3.2. Una vez dentro tenemos:
- → El cercador de pacients (para buscar otro paciente).
- → El **nom del Pacient** (anteriormente buscado).
- → El Escales, donde veremos si existe alguna escala registrada o la opción de registrar una nueva escala siempre que haya episodios abiertos. Lo ubica en el episodio de hospitalización abierto y usado más recientemente.

SJD Parc Sanitari Sant Joan de Déu	8		
Cercador de pacients	*		
Pacient /	~		
Escales	$\otimes$		Acceso a nueva
✤ Nova escala		←[	escala
S-COT NWSHDEVA 31/08/20 14:08		← [	Listado do oscalas
S-GIN NWSHDEVA 26/06/20 16:17			del paciente

**3.3.** Accediendo a **Nova escala**, y clicando la línea de "**seleccione una escala**" muestra el desplegable con las posibles a cumplimentar (moviendo el scroll lateral buscaremos la que nos interese).

Escales	$\otimes$		
Seleccione una escala	•		
S-COT NWSHDEVA 31/08/20 14:08			
S-GIN NWSHDEVA 26/06/20 16:17			
Ant. Següent Fet			
Seleccione una escala			
Esc. BARTHEL			
Esc. BRADEN		▲	5 escalas
Esc. EVA dolor			disponibles
Esc. DOWNTON			
Esc. PFEIFFER			

3.4. Al escoger una escala, se abre el documento con los diferentes apartados como en la HCI-SAP, para cumplimentar. Es necesario marcar el momento de la escala y todas las cajas del formulario. Para liberar, seleccionamos el botón de "Desa".



**3.5.** Al dar a "**Desa**", automaticamente volveremos a la pantalla donde podemos visualizar todas las escalas hechas y podemos realizar una nueva escala.