

Registro de heridas (MARZO 2020)

1. Nuevo contenido en los TIPOS y SUBTIPOS de materiales de curas de heridas en el **REGISTRO DE HERIDAS** alineados con los que actualmente disponemos en la institución (tanto en medidas preventivas como en heridas).

Registro de heridas

Tipo: Medida preventiva Localización: Tiempo de evolución

Tratamientos utilizados

Materiales	Tipos de materiales	Subtipo
	Superficie Especial Manejo de Presión	SEMP: Silla (cojín)
	Terapia de presión negativa	RENASYS SMALL KIT

Se ha añadido nuevo el tipo SUPERFICIE ESPECIAL MANEJO DE PRESIÓN (SEMP) para poder registrar si se coloca el COLCHÓN y/o el COJÍN para el manejo de presión.

El tipo de VENDAJE COMPRESIVO se ha unificado en uno, al igual que la TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA.

El resto de los cambios son de subtipos.

La siguiente tabla define los TIPOS y sus SUBTIPOS tal y como aparecerán en la HCI-SAP.

2. Añadir nuevas líneas de tipos de materiales si no tenemos suficientes con las 5 predefinidas mediante el botón INSERTAR LÍNEA.

Registro de heridas

Tipo: 2 Herida Localización: 75 Trocánter izquierdo

Tipo de lesión: 1 Heridas crónicas Procedencia: 1 Externa (lo traía en el ingreso) Fecha aparición: 30.10.20

Heridas crónicas: 4 Herida neoplásica (o úlcera tumoral)

Morfología y aspecto

Ancho (cm): 99,00 Largo (cm): 99,00 Profundidad (cm): 99,00 Cavidades o tunelizaciones: 2 Tejido lecho herido

Bordes: 2 Orificio de entrada profundo Piel perilesional: 2 Lacerada

Exudado

Tipo: 2 Serosanguinolento Cantidad: 3 Modo

Presencia de infección local

Información: Marcar columna Informado previo al ingreso: 2 Familia informada previo

Tratamientos utilizados

Materiales	Tipos de materiales	Subtipo
	1 Apósito de espuma adhesivo	Allevyn Life 21x21

Intervenciones enfermeras

Nuevos TIPOS y SUBTIPOS de materiales para las curas de las heridas

MATERIALES	SUBTIPOS 2019
APÓSITO DE ESPUMA ADHESIVO	ALLEVYN BORDER GENTLE 7,5 x 7,5
	ALLEVYN BORDER GENTLE 12,5 x 12,5
	ALLEVYN BORDER GENTLE 17,5 x 17,5
	ALLEVYN LIFE 21x21
	ALLEVYN LIFE 15x15
APÓSITO DE ESPUMA NO ADHESIVO	BIATAIN 10 x 10
	BIATAIN 15 x 15
	BIATAIN 20 x 20
APÓSITO DE ESPUMA NO ADHESIVO TALONERA	ALLEVYN HEEL
APÓSITO ABSORBENTE	AQUACEL 10 x 10
	AQUACEL 15 x 15
	SORBION SACHET 10 x 10
	SORBION SACHET XL 45 x 25
	SORBION SACHET 30 x 20
APÓSITO ANTISÉPTICO ADHESIVO	BIATAIN SILICONE Ag 15 x 15
APÓSITO ANTISÉPTICO NO ADHESIVO	ACTICOAT FLEX 10 x 10
	ACTICOAT FLEX 10 x 20
	IODOSORB DRESSING 6 X 8
	CUTIMED SORBACT
	AQUACEL 15x15 Ag
	BIATAIN Ag NO ADHESIVO 10 X 10
	BIATAIN Ag NO ADHESIVO 15 X 15
APÓSITO DE CARGA IÓNICA	TRIONIC 9,5 x 9,5
APÓSITO REGULADOR DE PROTEASAS	URGOSTART PLUS
	URGOSTART CONTACT
	CUTIMED EPIONA 5,1 X 5,1
HIDROGEL	INTRASITE GEL
DESBRIDANTE	URGOCLEAN
	URGOCLEAN MECHA
	HYDROCLEAN
	COLAGENASA: IRUXOL MONO
ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO	MEPENTOL LECHE
	MEPENTOL
PELICULA Y CREMA BARRERA	CAVILON ADVANCED
	PROTECT SPRAY
	PASTA LASSAR
	VASELINA
	PROTECT CREMA
SOLUCIÓN PARA DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS	PRONTOSAN SOLUCIÓN
	SOLUCIÓN ÁCIDO HIPOCLOROSO: MICRODACYN
	GEL ÁCIDO HIPOCLOROSO: MICRODACYN GEL
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA	PICO 15 x 15
	PICO 15 x 20
	PICO 10 x 30
	RENASYS SMALL KIT

	RENASYS MEDIUM KIT
	RENASYS KIT ABDOMINAL
	CANISTER 300ml
	CANISTER 750ml
CAPA DE CONTACTO DE SILICONA	CUTICELL CONTACT 7,5 x 10
	CUTICELL CONTACT 10 x 18
APÓSITO DE CARBÓN ACTIVO	CARBONET
APÓSITO HIDROCOLOIDE	COMFEEL 15 x 15
APÓSITO DE ESPUMA CON IBUPROFENO	BIATAIN IBU 10 x 22,5
VENDAJE COMPRESIVO	URGO K2 18-25cm
	URGO K2 15-32cm
	JOBST COMPRI 2 18-25 cm
	JOBST COMPRI 2 25-32cm
	JOBST COMPRI 2 LITE 18-25cm
	JOBST COMPRI 2 LITE 25-32cm
	VENDAJE TRACCIÓN CORTA: COMPRILAN 10 x 5
	VENDAJE TRACCIÓN CORTA: COMPRILAN 8 x 5
	BOTA ÜNNA: GELOSTRETCH
VENDAS DE SOPORTE	VENDA TRACCIÓN LARGA (ELÁSTICA): VENDAGON
	VENDA COHESIVA: PEHA-HAFT 6cm
	VENDA COHESIVA: PEHA-HAFT 10cm
	VENDA ACOLCHADA SINTETICA (SOFT-BAN) 10cmX2'7
	VENDA ACOLCHADA SINTETICA (SOFT-BAN) 15cmX2'7
GASAS	VENDA CREPE
	GASA ESTÉRIL PEQUEÑA 20 x 20
	GASA ESTÉRIL GRANDE 40 x 20
SUPERFICIE ESPECIAL MANEJO DE PRESIÓN (SEMP)	SEMP: CAMA (COLCHÓN)
	SEMP: SILLA (COJÍN)
CORTICOIDE TÓPICO	BETAMETASONA TÓPICA: CELECREM
POVIDONA YODADA	POVIDONA YODADA SOLUCIÓN: BETADINE SOLUCIÓN
	POVIDONA YODADA GEL: BETADINE GEL
	POVIDONA YODADA APÓSITO IMPREGNADO: BETATUL
SUERO LAVADO	CLORURO DE SODIO 0'9% 250ml LAVADO PLASTICO
	CLORURO DE SODIO 0'9% 500ml LAVADO PLASTICO
POMADAS ANALGÉSICAS	SEVOFLURANO TÓPICO
	HIDROGEL DE CLORURO MÓRFICO